

العمل التطبيقي 02 (تحضير المحاليل)

1. مفاهيم عامة:

2. المحلول : هو عبارة عن مزيج متجانس لأجسام صغيرة لا تتفاعل فيما بينها بينما يسمى الجسم الذي يشكل الأغلبية بالمذيب (solvent) و تسمى بقية الأجسام بالمذابة (solutés) و المحاليل إما صلبة غازية أو سائلة و هي الأكثر شيوعا إذن :

المحلول = مذيب + مذاب

3. تراكيز المحاليل: يعبر عن التراكيز بعدة صيغ أهمها :

$$C_M = \frac{n_{soluté}}{V_{solution}} \left(\frac{mol}{L} \right)$$

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{حجم المحلول}} = \text{التركيز المولي}$$

$$T = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}} \left(\frac{g}{L} \right)$$

$$\frac{\text{كتلة المذاب}}{\text{حجم المحلول}} = \text{التركيز الكتلي}$$

$$C_N = \frac{n_{eq.g}}{V_{solution}} \left(\frac{eq.g}{L} \right)$$

$$\frac{\text{عدد المكافئات الغرامية للمذاب}}{\text{حجم المحلول}} = \text{التركيز النظامي}$$

$$C_m = \frac{n_{soluté}}{m_{solvent}} \left(\frac{mol}{L} \right)$$

$$\frac{\text{عدد مولات المذاب}}{\text{كتلة المذيب}} = \text{التركيز المولالي}$$

4. تحضير المحاليل: من المعروف أن هنالك نوعين من المواد يمكن تحضير المحاليل منها :

1. محاليل محضرة من مواد صلبة - طريقة الإذابة (Dissolution)

2. محاليل محضرة من مواد سائلة - طريقة التخفيف (Dilution)

طريقة الإذابة: تعتمد هذه الطريقة على وزن كتلة $m(g)$ من المادة الصلبة باستخدام ميزان حساس و إذابتها في حجم معلوم من المذيب $V(L)$ (غالبا ماء مقطر) حتى نحصل على التركيز المطلوب .

$$C_{\text{المحلول}} = \frac{n_{\text{المذاب}}}{V_{\text{المذيب}}}$$

حيث :

- $C_{\text{المحلول}}$: تركيز المحلول ب (mol/L) ، (g/L) أو $(\text{éq}/L)$
- $n_{\text{المذاب}}$: كمية المذاب ب (mol) ، (g) أو (éq)
- $V_{\text{المذيب}}$: حجم المذيب ب (L)

طريقة التخفيف : في حالة ما إذا كان التركيز المستحق ضعيفا فإن الكتلة المستخدمة ستكون صغيرة جدا يتعذر وزنها بسهولة لذا نقوم بتحضير محلول مركز ثم نقوم بتخفيفه بإضافة حجم معين من المذيب (الماء المقطر) إضافة إلى ذلك فإن الكثير من المركبات الكيميائية تباع على شكل محاليل مركزة جدا و التي تخفف للحصول على التراكيز المطلوبة . اذا كان لدينا محلول ابتدائي بتركيز معلوم فيجب حساب الحجم الابتدائي باستخدام علاقة التخفيف المذكورة اسفل و يمكن بالتالي معرفة حجم الماء المقطر المضاف .

$$C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f \rightarrow C_i = \frac{C_f \cdot V_f}{V_i}$$

حيث :

- C_i : تركيز المحلول الابتدائي
- V_i : حجم المحلول الابتدائي.
- C_f : تركيز المحلول النهائي
- V_f : حجم المحلول النهائي

علاقة النظامية بالمولارية:

$$C_N = Z C_M$$

حيث :


✚ في حالة الحمض Z هو عدد البروتونات H^+ التي يمكن للحمض أن يفقدها .

$$\text{مثلا (} 1 = Z : \text{HCl) - (} 2 = Z : \text{H}_2\text{SO}_4 \text{)}$$


✚ في حالة الاساس Z هو عدد الهيدروكسيد OH^- التي يكمن للأساس أن يفقدها .

$$\text{مثلا (} 1 = Z : \text{NaOH) - (} 2 = Z : \text{Ba(OH)}_2 \text{)}$$

✚ في حالة الأكسدة و الارجاع Z هو عدد الالكترونات المتبادلة بين المؤكسد والمرجع



✚ في حالة الأملاح Z هو عدد ذرات المعدن في تكافؤه .



5. الهدف من التجربة:

1. التعرف على بعض الأدوات و الأجهزة الخاصة بتحضير المحاليل و كيفية استعمالها .
2. تحضير محلول هيدروكسيد الصوديوم (لصودا) (NaOH) بالإذابة .
3. تحضير محلول حمض كلور الماء (HCl) بالتخفيف .
6. أدوات التجربة و موادها :

المواد الكيميائية	الأدوات و الزجاجيات
<ul style="list-style-type: none"> • هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) • حمض كلور الماء (HCl) • ماء مقطر 	<ul style="list-style-type: none"> • حوجة 100 مل و قمع • ماصة مدرجة أو اسطوانة مدرجة • اجاصة مطاطية و ملعقة مخبرية • ميزان إلكتروني و جفنه زجاجية

7. طريقة العمل:

أ- حضر 100 مل من محلول الصودا (NaOH) بتركيزه المولي 0.1mol/L (M=40 g/mol).

1. تأكد من نظافة الأدوات المستعملة.
2. قم بحساب كتلة NaOH اللازم أخذها من القارورة لتحضير 100 مل من محلول الصودا (NaOH) تركيزه 0.1mol/L

لدينا :

$$C_M = \frac{n}{V} = \frac{m}{M.V} \rightarrow m = C_M.M.V$$


اذن :

$$m_{NaOH}(g) = C_{المحلول} \left(\frac{mol}{L} \right) \cdot M_{NaOH} \left(\frac{g}{mol} \right) \cdot V_{المحلول} (L)$$

و منه :

$$m_{NaOH}(g) = 0,1 \times 40 \times 0.1 = 0.4 g$$

3. بعد عملية الحساب قم بوزن كتلة 0.4 g من مادة NaOH
4. افرغ كتلة NaOH في حوجلة (على عنقها قمع) سعتها 100 مل بها كمية من الماء المقطر
5. قم برج المحلول حتى الذوبان الكلي لمادة NaOH
6. أكمل ملاء الحوجلة لغاية الخط الموجود على عنقها بالماء المقطر.
7. اغلق الحوجلة بالمغلاق و رج عدة مرات حتى يتجانس الخليط.



مخطط 01 : رسم تخطيطي لتحضير المحاليل بالاذابة

ب- حضر 100 مل من محلول حمض كلور الماء (HCl) بتركيزه المولي 0.1mol/L

1. يجب قراءة البطاقة على القارورة المركزة (التجارية) الكثافة نسبة النقاوة والكتلة المولية (d=1.18, M=36.5g/mol 37%).
2. قم بحساب حجم HCl المركز اللازم أخذها من القارورة المركزة لتحضير 100 مل من محلول حمض كلور الماء (HCl) تركيزه 0.1mol/L .

لدينا :

$$C_i \cdot V_i = C_f \cdot V_f \rightarrow V_i = \frac{C_f \cdot V_f}{C_i}$$

نقوم بحساب كتلة HCl التجاري

لدينا $d = 1.18$ اذن $\rho = 1.18 \text{ Kg/L}$ أي 1L من حمض HCl يزن 1180g

حساب كتلة HCl المركز النقية

$$m_{HCl}(\text{مركز}) = \frac{1180 \cdot 37}{100} = 436.6 \text{ (g)}$$

حساب تركيز HCl المركز

$$C_{HCl} = \frac{n_{HCl}}{V} = \frac{m_{HCl}}{M_{HCl} \cdot V} = \frac{436.6}{36.6 \times 1} = 11.96 \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)$$

حساب حجم HCl المركز

$$V_{HCl} = \frac{C_f \cdot V_f}{C_{HCl}} = \frac{0.1 \times 100}{11.96} = 0.83 \text{ (ml)}$$

3 . باستعمال ماصه مدرجة خذ 0.83 mL و ضعه في حوالة سعتها 100 mL بها كمية من الماء المقطر ثم قم برج المحلول .

4 . أكمل ملاً الحوالة لغاية الخط الموجود على عنقها بالماء المقطر .



مخطط 02 : رسم تخطيطي لتحضير المحاليل بالتخفيف

8 . أسئلة التقرير :

1. حضر 100 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) تركيزه المولي 0.5M(mol/L) .
2. حضر 200 مل من محلول حمض الكبريت (H₂SO₄) تركيزه النظامي 0.25N(eq.g/L) .
3. حضر 250 مل من محلول حمض الخل (CH₃COOH) تركيزه 0.3M انطلاقاً من محلول تركيزه 0.5 M

المعطيات :

KOH (صلب) : (M=56.11 g/mol ، %=85)

H₂SO₄ (سائل) : (M=98 g/mol ، %=96 ، d= 1,18)

CH₃COOH (سائل) : (M=60 g/mol ، %=99 ، d=1.05)