

العمل التطبيقي 03 (المعايرة الحمضية / الأساسية باستخدام الكواشف الملونة)

1. مفاهيم عامة :

**المعايرة :** تعتبر عملية المعايرة فرعاً من دراسات وتجارب الكيمياء التحليلية، والتي تعني إضافة محلول معلوم التركيز بشكل تدريجي إلى مادة أخرى مجهولة التركيز و تعتبر طريقة تمكن من تحديد تركيز محلول مجهول بواسطة إضافة محلول تركيزه معروف .

❖ **الحمض (Acide) :** الحمض هو كل فرد كيميائي بإمكانه أن يحرر (يفقد) بروتون أو أكثر أثناء تفاعل كيميائي .

❖ **الأساس (Base) :** الأساس هو كل فرد كيميائي بإمكانه أن يكتسب (يثبت) بروتون أو أكثر أثناء تفاعل كيميائي .

❖ **الثنائية حمض أساس (Base / Acide) :** لكل حمض أساس مرافق له ولكل أساس حمض مرافق له

أيضا حيث يمكن المرور من الحمض AH إلى الاساس  $A^-$  وفق المعادلة :  $AH = A^- + H^+$


كما يمكن المرور من الاساس  $A^-$  الى الحمض AH وفق المعادلة :  $A^- + H^+ = AH$  و تعرف الثنائية

(Base / Acide) بأنها جملة مكونة من الحمض AH وأساسه المرافق  $A^-$  وتكتب (AH /  $A^-$ ) .

2 . الكواشف الملونة :

الكواشف الملونة هي أجسام عضوية ذات مجال لوني يتغير بتغير pH المحلول ، في معظم الأحيان تكون الكواشف عبارة عن أحماض ضعيفة.

إذن الكاشف الملون هو ثنائية أساس ضعيف / حمض ضعيف (Ind/HInd) حيث الأفراد المرافقة لها ألوان مختلفة.




لون مخالف                      معين لون

Hind يمثل الحالة الحمضية بالنسبة للكاشف الملون بينما  $Ind^-$  يمثل الحالة الأساسية له .

3 .المبدأ :

تقوم المعايرة الحمضية الأساسية في المحاليل المائية على أساس التفاعل بين الحمض (HA) حامل البروتون و الأساس (BOH) حامل الهيدروكسيل و ناتج التفاعل هو دائما ملح وماء .



عند التكافؤ يتغير اللون و يكون:

$$n_{Acide} = n_{Base} \Leftrightarrow C_{acide} \cdot V_{acide} = C_{base} \cdot V_{base}$$

$$C_{acide} = \frac{(C_{base} \cdot V_{base})}{V_{acide}}$$

4. جدول بعض الكواشف ومجال التغير اللوني فيها :

الكاشف	منطقة تغير اللون	اللون في الحالة الحمضية	اللون في الحالة القلوية
أزرق الثيميل	2,8 - 1,2	أحمر	أصفر
ميثيل برتقالي	4,4 - 3,1	برتقالي	أصفر
أحمر الميثيل	6,6 - 4,2	أصفر	أحمر
أزرق البروموثيمول	7,6 - 6,0	أصفر	أزرق
فينولفتالين	8.3-10	عديم اللون	بنفسجي

5. الهدف من التجربة:

تحديد تركيز الحمض القوي HCl و الحمض الضعيف CH<sub>3</sub>COOH بواسطة أساس قوي NaOH تركيزه معلوم .

6. أدوات التجربة و موادها :

المواد الكيميائية	الأدوات و الزجاجيات
<ul style="list-style-type: none"> <li>• محلول حمض كلور الماء (HCl) بتركيز مجهول</li> <li>• محلول حمض الخل (CH<sub>3</sub>COOH) بتركيز مجهول</li> <li>• محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) بتركيز 0,1 مول / ل</li> <li>• كواشف لونية (أزرق البروموثيمول و الفينولفتالين)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• سحاحة</li> <li>• قمع</li> <li>• أرلينة 250 مل</li> <li>• ماصة مدرجة أو اسطوانة مدرجة</li> </ul>

7. طريقة العمل :

التجربة الأولى:

معايرة حمض قوي HCl تركيزه مجهول بقاعدة قوية NaOH تركيزها 0,1 مول/ل.

- تأكد من نظافة الأدوات المستعملة

- إملأ السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه 0.1

مول/ل واضبطه عند التدريجة صفر

- بواسطة أسطوانة مدرجة أو ماصة 10مل من محلول حمض كلور

الماء HCl مجهول التركيز

- ضعه في أرلينة حجمها 250 مل


- أضف إليه قطرات من الكاشف اللوني أزرق البروموثيمول

- ضع الأرلينة تحت حنفية السحاحة وابدأ المعايرة مع الرج

- عند تغير اللون أغلق صمام السحاحة ثم سجل حجم الأساس المضاف

$V_{NaOH}$

- ضع النتائج المتحصل عليها في جدول



### التجربة الثانية:

معايرة حمض ضعيف  $\text{CH}_3\text{COOH}$  تركيزه مجهول بقاعدة قوية  $\text{NaOH}$  تركيزها 0,1 مول/ل.

- تأكد من نظافة الأدوات المستعملة

- إملأ السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم  $\text{NaOH}$  تركيزه 0.1 مول/ل واضبطه عند التدريجة صفر

- بواسطة أسطوانة مدرجة أو ماصة 10مل من محلول الحمض  $\text{CH}_3\text{COOH}$  مجهول التركيز

- ضعه في أرلينة حجمها 250 مل

- أضف إليه قطرات من الكاشف اللوني الفينولفتالين

- ضع الأرلينة تحت حنفية السحاحة وابدأ المعايرة مع الرج

- عند تغير اللون أغلق صمام السحاحة ثم سجل حجم الأساس المضاف  $V_{\text{NaOH}}$

- ضع النتائج المتحصل عليها في جدول

### المعطيات :

$\text{NaOH}$  (صلب) : (  $M=40 \text{ g/mol}$  ).

$\text{HCl}$  (سائل) : (  $d= 1,18$  ،  $\% =37$  ،  $M=36.5 \text{ g/mol}$  ).

$\text{CH}_3\text{COOH}$  ( سائل ) : (  $d=1.05$  ،  $\% =99$  ،  $M=60 \text{ g/mol}$  ).

### 8. أسئلة التقرير :

1. اكتب معادلات التفاعل الكيميائي لكل تجربة .
2. احسب التركيز المولي لكل من حمض  $\text{HCl}$  وحمض  $\text{CH}_3\text{COOH}$
3. احسب التركيز الكتلي لكل من حمض  $\text{HCl}$  وحمض  $\text{CH}_3\text{COOH}$
4. هل يمكن استعمال كواشف أخرى لهاتين التجريبتين - برر إجابتك .