

العمل التطبيقي 05 (معايرة الأكسدة و الإرجاع باستعمال برمنغنات البوتاسيوم)


1 . مفاهيم عامة:

تعرف تفاعلات الأكسدة والإرجاع بأنها تفاعلات كيميائية يتم فيها انتقال الإلكترونات بين مادة وأخرى و هي محصلة تفاعلين متزامنين هما : تفاعل الأكسدة و تفاعل الإرجاع إذ لا يمكن أن تحدث عملية أكسدة بدون عملية إرجاع حيث أن عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الأكسدة يكون مساوي لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الإرجاع.

⚡ **المرجع:** يتخلى عن الإلكترونات

⚡ **المؤكسد:** يكتسب الإلكترونات

يمكن تلخيص كل هذه العملية بالمعادلة الآتية



2 . المعايرة باستخدام برمنغنات البوتاسيوم (Manganimétrie) :

المبدأ:

- المعايرة باستخدام برمنغنات البوتاسيوم هي طريقة حجمية (Méthode Volumétrique)
- توجد برمنغنات البوتاسيوم على شكل بلورات بنفسجية اللون ($M_{\text{KMnO}_4}=158 \text{ g/mol}$)
- محلول برمنغنات البوتاسيوم KMnO_4 مؤكسد قوي .
- شاردة البرمنغنات (MnO_4^-) تمثل حالة التأكسد و تكون باللون البنفسجي.
- الشاردة (Mn^{2+}) تمثل حالة الإرجاع و تكون باللون الشفاف.
- عند معايرة الأكسدة و الإرجاع و عند نقطة التكافؤ $n_{\text{ox}} = n_{\text{red}}$ العناصر المتفاعلة يمكنها تغيير اللون بين حالة التأكسد و حالة الإرجاع و خاصة عند استعمال برمنغنات البوتاسيوم .

3 . الهدف من التجربة:

الغاية من هذا العمل المخبري هو تحديد تركيز محلول حمض الأكساليك ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) بمعايرته بواسطة استعمال مرجع قوي هو برمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4) بتطبيق العلاقة .

$$C_{\text{OX}} \cdot V_{\text{OX}} = C_{\text{RED}} \cdot V_{\text{RED}}$$

4 . أدوات التجربة و موادها :

المواد الكيميائية	الأدوات و الزجاجيات
<ul style="list-style-type: none">● محلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) تركيزه 0.1mol/L● محلول حمض الأكساليك ($H_2C_2O_4$) مجهول التركيز● حمض الكبريت (H_2SO_4) تركيزه 0.1mol/L.● ماء مقطر دافئ	<ul style="list-style-type: none">● أرلينة 250 مل● سحاحة - قمع● ماصة مدرجة أو اسطوانة مدرجة

5 . طريقة العمل :

1. تأكد من نظافة الأدوات المستعملة.
2. إملأ السحاحة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) تركيزه 0.1mol/L و اضبطه عند التدرج صفر.
3. خذ 10 مل من محلول حمض الأكساليك ($H_2C_2O_4$) تركيزه مجهول.
4. ضعه في أرلينة
5. أضف له 20 مل من حمض الكبريت (H_2SO_4) تركيزه 0.1mol/L.
6. أضف عليهم 10 مل من الماء المقطر الدافئ.
7. اسكب في حدود ($0,5cm^3$) من السحاحة في الأرلينة ستلاحظ بقاء لون البرمنغنات البنفسجي و لا يختفي .
8. قم بتسخين مزيج الأرلينة إلى غاية اختفاء اللون البنفسجي (مما يعني ظهور الايون Mn^{2+} و الذي سيلعب لاحقا دور محفز لتفاعل الأكسدة الإرجاعية لذلك لا نحتاج للتسخين بعد ذلك) .
9. واصل المعايرة بإضافة محلول البرمنغنات إلى الأرلينة قطرة بقطرة مع الرج ، و عند الوصول إلى التعادل توقف (نقطة التعادل هي ظهور اللون البنفسجي) .
10. سجل الحجم المضاف من محلول برمنغنات البوتاسيوم (V_{KMnO_4}) للوصول للتعادل.
11. أعد المعايرة مرتين للتأكد من الحجم.

6 . أسئلة التقرير :

1. احسب الحجم المتوسط المضاف من محلول برمنغنات البوتاسيوم .
2. أعط التفاعلات النصفية الحاصلة خلال التفاعل .
3. أعط المعادلة الكلية .
4. ماهو عدد الالكترونات المفقودة ؟
5. أحسب التركيز المولي لحمض الأكساليك
6. أحسب التركيز النظامي لحمض الاكزاليك
7. أذكر فائدة إضافة حمض الكبريت ؟
8. لماذا لم يستعمل كاشف لوني ؟

المعطيات :

$H_2C_2O_4$ (صلب) : (M= 90.03 g/mol)