**Institut sciences et technologies** 

TP chimie organique

2ème année licence génie des procédés

# TP N°2: Purification par recristallisation de l'acide Benzoïque

#### 1. But

- On dispose d'un mélange acide benzoïque-toluène dans l'éther. On désire, en utilisant les propriétés chimiques et physiques des divers constituants, séparer et purifier de l'acide benzoïque.
- Acquérir des techniques de base en chimie organique.

# 2. Utilisation de l'acide benzoïque

Il est utilisé comme conservateur alimentaire et est naturellement présent dans certaines plantes. C'est par exemple l'un des principaux constituants de la gomme benjoin, utilisée dans des encens. L'acide benzoïque est un conservateur largement retrouvé dans les produits cosmétiques qu'ils soient bio ou conventionnels.

# 3. Matériel et produit

Matériel	Produit chimique
- Ampoule à décanter	- permanganate de potassium KMnO <sub>4</sub> .
- Réfrigérant	- Eau distillé
- Ballon bicol	- Toluène
- Agitateur magnétique chauffant	- Méthanol.
- Barreau aimanté (pour l'agitation)	- Solution d'acide chlorhydrique (HCl)
- Büchner	concentré.
- Erlenmeyer de 100 ml	
- Papier PH	

# 4. Mode opératoire

On pèse 10 g de permanganate de potassium KMnO<sub>4</sub>.

- Dans un ballon bicol de 250ml, mis le 10 g de permanganate et 50ml d'eau distillé.
- On porte le mélange à l'ébullition douce.
- On introduit goutte à goutte la solution oxydante (Toluene) tout en maintenant l'ébullition pendant 2 heures.

## **Institut sciences et technologies**

## TP chimie organique

# 2ème année licence génie des procédés

- Ajouter 5ml de méthanol et continuer le chauffage pendant 5 minutes.
- Puis on arrête le chauffage, tout en maintenant la circulation d'eau et on laisse refroidir.
- Retirer le ballon du montage à reflux et le refroidir à l'eau.
- Filtrer le contenu du ballon.
- Verser le filtrat dans un bécher placé dans la glace. On ajoute délicatement une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (HCl) concentré.
- Il se forme un précipité blanc d'acide benzoïque.
- Une fois le mélange bien refroidit, on sur Büchner (Filtration).
- On sèche bien le solide obtenu que l'on place dans un verre de montre.
- On pèse le solide une fois sec.
- Recristalliser l'acide benzoïque dans un mélange eau/méthanol.

## Questions

- donnez la représentation topologique du toluène ?
- Quel est le rôle du KMnO<sub>4</sub>?
- Quel est l'intérêt de l'acide chlorhydrique ?
- Comment peut-on caractériser le produit synthétisé ?