


العمل التطبيقي 05 معايرة الأكسدة و الإرجاع باستعمال برمنغنات البوتاسيوم
Redox titration using potassium permanganate

1 . مقدمة Introduction

تعرف تفاعلات الأكسدة والإرجاع بأنها تفاعلات كيميائية يتم فيها انتقال الإلكترونات بين مادة وأخرى وهي محصلة تفاعلين متزامنين هما : تفاعل الأكسدة وتفاعل الإرجاع إذ لا يمكن أن تحدث عملية أكسدة بدون عملية إرجاع حيث أن عدد الإلكترونات المفقودة في تفاعل الأكسدة يكون مساوي لعدد الإلكترونات المكتسبة في تفاعل الإرجاع.

الأكسدة: هي عملية فقدان الإلكترونات
الإرجاع: هي عملية اكتساب الإلكترونات
المؤكسد: هو العنصر الذي يكتسب الإلكترونات
المرجع: هو العنصر الذي يتخلى الإلكترونات
يمكن تلخيص كل هذه العملية بالمعادلة الآتية



2 . المعايرة باستخدام برمنغنات البوتاسيوم Titration using potassium permanganate

- المعايرة باستخدام برمنغنات البوتاسيوم طريقة حجمية (Méthode Volumétrique)
- توجد برمنغنات البوتاسيوم على شكل بلورات بنفسجية اللون ($M_{\text{KMnO}_4}=158 \text{ g/mol}$)
- محلول برمنغنات البوتاسيوم KMnO_4 مؤكسد قوي خصوصا في الوسط الحمضي.
- الجزء الفعّال في جزيء برمنغنات البوتاسيوم هو شاردة البرمنغنات (MnO_4^-) تمثل حالة التأكسد وتكون باللون البنفسجي وفي وسط حمضي تلعب دور مؤكسد وتتحول الى الشاردة (Mn^{2+}) وتكون باللون الشفاف.
- يعتبر KMnO_4 التجاري غير نقي بشكل تام (ملوث بـ MnO_2) وبالتالي فان محاليل برمنغنات البوتاسيوم لا يمكن استخدامها كمواقياسية لذلك لا بد من معايرتها لتحديد تركيزها بدقة قبل استعمالها و يكون هذا باستعمال إحدى المواد التالية (حمض الأكساليك $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ، أكسالات الصوديوم $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ أو فير وسيانيد البوتاسيوم $(\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6])$).

3 . الهدف من التجربة Objective of the experiment

الجزء الأول: تعيين تركيز محلول برمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4) عن طريق معايرته بواسطة محلول حمض الأكساليك ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$).

الجزء الثاني: استعمال محلول برمنغنات البوتاسيوم (KMnO_4) المعاير سابقا لتعيين تركيز محلول كبريتات الحديد (FeSO_4).

4. أدوات التجربة و موادها Materials and chemicals

المواد الكيميائية	الأدوات والزجاجيات
• محلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) مجهول التركيز	• أرلينة 250 مل
• محلول حمض الأكساليك ($H_2C_2O_4$) تركيزه 0.1 mol/L	• سحاحة
• كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) مجهول التركيز	• قمع
• حمض الكبريت (H_2SO_4) تركيزه 0.1 mol/L	• اسطوانة مدرجة
• ماء مقطر دافئ	

5 . طريقة العمل Procedure

الجزء الأول: معايرة محلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) باستعمال محلول حمض الأكساليك ($H_2C_2O_4$).

1. تأكد من نظافة الأدوات المستعملة.
2. إملأ السحاحة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) تركيزه مجهول واضبطه عند التدرج صفر.
3. خذ 10 مل من محلول حمض الأكساليك ($H_2C_2O_4$) تركيزه 0.1 mol/L ثم ضعه في أرلينة.
4. أضف له 20 مل من محلول حمض الكبريت (H_2SO_4) تركيزه 0.1 mol/L .
5. أضف عليهم 10 مل من الماء المقطر الدافئ ($60 - 90^\circ C$).
6. اسكب في حدود ($0,5 \text{ cm}^3$) من السحاحة في الأرلينة ستلاحظ بقاء لون البرمنغنات البنفسجي ولا يختفي.
7. قم بتسخين مزيج الأرلينة إلى غاية اختفاء اللون البنفسجي (مما يعني ظهور الأيون Mn^{2+} والذي سيلعب لاحقاً دور محفز لتفاعل الأكسدة الإرجاعية لذلك لا نحتاج للتسخين بعد ذلك).
8. واصل المعايرة قطرة بقطرة مع الرج حتى الوصول إلى التعادل (ظهور اللون البني).
9. سجل الحجم المضاف من محلول برمنغنات البوتاسيوم (V_{KMnO_4}).
10. أعد المعايرة مرتين للتأكد من الحجم.

الجزء الثاني: معايرة محلول كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) باستعمال محلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$).

1. أعد ملأ السحاحة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم ($KMnO_4$) واضبطه عند التدرج صفر.
2. خذ 10 مل من محلول كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) تركيزه مجهول ثم ضعه في أرلينة.
3. أضف له 20 مل من محلول حمض الكبريت (H_2SO_4) تركيزه 0.1 mol/L .
4. أضف عليهم 10 مل من الماء المقطر.
5. ابدأ المعايرة بإضافة محلول البرمنغنات قطرة بقطرة مع الرج حتى الوصول إلى التعادل (ظهور اللون الأحمر).
6. سجل الحجم المضاف من محلول برمنغنات البوتاسيوم (V_{KMnO_4}).
7. أعد المعايرة مرتين للتأكد من الحجم.