



$$n_{Acide} = n_{Base} \leftrightarrow C_{Acide} \cdot V_{Acide} = C_{Base} \cdot V_{Base}$$


$$C_{Acide} = \frac{C_{Base} \cdot V_{Base}}{V_{Acide}}$$

#### 4. أدوات التجربة و موادها Materials and chemicals

| المواد الكيميائية  | الأدوات والزجاجيات   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● محلول حمض كلور الماء HCl مجهول التركيز</li> <li>● محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH بتركيز 0.1 mol/L</li> <li>● ماء مقطر</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● بيشر سعته 100 مل</li> <li>● سحاحة - قمع - اسطوانة مدرجة</li> <li>● مخلاط مغناطيسي</li> <li>● جهاز pH متر</li> </ul> |

#### 5. طريقة العمل Procedure

- تأكد من نظافة الأدوات المستعملة
- إملأ السحاحة بمحلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه 0.1 mol/L واضبطه عند التدريجة صفر.
- بواسطة أسطوانة مدرجة خذ 20 مل من محلول حمض كلور الماء HCl مجهول التركيز ثم ضعه في البيشر.
- ادخل المسبار في المحلول الحمضي.
- ضع البيشر تحت حنفية السحاحة وابدأ في المعايرة شيئاً فشيئاً، و سجل قيمة ال pH بعد كل إضافة مع الرج .
- دون النتائج المحصل عليها في جدول.



مخطط 01 : رسم تخطيطي للمعايرة pH مترية